

ChemoSphere^{MD}

Fabriqué par IsoTech Design - Manufacturier du Microsphere^{MD}

L'isolateur pour chimiothérapie
plus sécuritaire, plus propre et
plus économique



**USP
CHAPITRE 797**

ChemoSphere^{MD} 4 pi.

POUR PRÉPARATIONS CHIMIOTHÉRAPIQUES
Pourquoi construire une salle blanche ?

Innovateurs en Microenvironnements

Avantages

- ◆ **Modulaire** : Plusieurs grandeurs et options disponibles.
- ◆ **Ergonomique** : Facile à utiliser, à installer et à entretenir.
- ◆ **Ne requière aucune chambre blanche, habillement de protection minimal** : très économique.
- ◆ **Sécuritaire** : Fabrication en acier inoxydable en pression négative avec alarmes et dispositif de verrouillage.
- ◆ **Aseptique** : Classe ISO 5, rencontre les normes de **l'USP (Chapitre 797)** et de l'Ordre des Pharmaciens du Québec

Caractéristiques

APPLICATIONS	◆ Pour la chimiothérapie.
MATÉRIAUX	◆ Surface de travail et chambres: Acier inoxydable 316L. ◆ Panneaux frontaux et latéraux en polycarbonate clair 0.5 po.
FILTRATION DE L'AIR	◆ Filtre HEPA (99.99% DOP à 0.3 u) Flux d'air unidirectionnel. ◆ Système de confinement pour filtres HEPA contaminés.
VENTILATION	◆ Unité de ventilation centrifuge. ◆ Interrupteur. ◆ Variateur de vitesses.
ÉCLAIRAGE	◆ Bulbe fluorescent compact (40W). ◆ Interrupteur.
DÉCIBELS	◆ Silencieux. Moins de 55 dB.
PANNEAUX DE CONTRÔLE	◆ Différentiels de pressions Magnétique et Photohélique : interrupteur / jauge. ◆ Alarme sonore. ◆ Dispositif de verrouillage automatique. ◆ Cordon électrique isolé.
ÉLECTRICITÉ	◆ Électricité: 115V / 60 Hz / 3A.
DIMENSIONS	◆ Longueur: 4, 6 ou 8 pi. ◆ Profondeur: 2.5 pi. (30 po.). ◆ Hauteur: 6.75 pi. (80 po.).
CHAMBRE DE TRANSFER	◆ Classe ISO 5 (Classe 100) flux unidirectionnel. ◆ Longueur: 12 pi. ◆ Une chambre située du côté gauche, ou une chambre de chaque côté pour les unités de 8 pi.
ORIFICES POUR BRAS	◆ Quantité: 2, 3 ou 4. ◆ Diamètre: Ronds d'épaules en PVC 12 po. ◆ Manchettes doublées avec PVC à l'extérieur ainsi que ronds de poignets en PVC. ◆ Gants: Approuvés pour la chimiothérapie (rencontrent ASTM F739).
LIVRAISON	◆ 8 semaines.
GARANTIE	◆ 18 mois / Prolongée 36 mois.
ACCESSOIRES ET OPTIONS QUI FONT DU CHEMOSPHERE ^{MD} UNE UNITÉ UNIQUE ET ERGONOMIQUE	◆ Panneau frontal avec pentures. ◆ Sur roulettes. ◆ Chute à rebus. ◆ Support pour intraveineux. ◆ Système de filtration double HEPA. ◆ Prise de courant. ◆ Système d'étagères. ◆ Orifice pour gaz. ◆ Chaise ergonomique. ◆ Trousse de démarrage avec consommables. ◆ Système d'ajustement de la hauteur. ◆ Installation, certification, démarrage et formation.
DOCUMENTATION	◆ Manuel d'opérations et d'entretien. ◆ Procédures d'opérations normalisées.