

# CHEMOSPHERE<sup>™</sup> -SV

L'isolateur de confinement pour préparations chimiothérapeutiques (CACI) sécuritaire, propre et économique

CONFORME À L'USP <797 & 800>, OSHA ET NIOSH



PROTECTING LIFE  
PROTÉGER LA VIE  
PROTEGIENDO LA VIDA

CHEMOSPHERE<sup>™</sup> -SV 3 x 2



## CHEMOSPHERE™-SV

## AVANTAGES

ASEPTIQUE

SÉCURITAIRE

ERGONOMIQUE

MODULAIRE

PAS DE SALLE BLANCHE À CONSTRUIRE

ISO Classe 4 (Classe 10) – Rencontre les normes de l'USP 797 et 800 et autres associations professionnelles

Barrière en acier inoxydable à pression négative avec alarmes et verouillages  
Rencontre les exigences OSHA et NIOSH

Facile à opérer, installer et entretenir

Plusieurs grandeurs et options disponibles

Très rentable

### APPLICATIONS

POUR PRÉPARATIONS CHIMIOTHÉRAPIQUES – PETITS VOLUMES

#### FILTRATION D'AIR

- > **PRÉFILTRE** MERV 8, 30% ou équivalent
- > **FILTRE** Filtres HEPA (99.99% DOP à 0.3 µm)  
Circulation d'air verticale et unidirectionnelle
- > **SYSTÈME «BAG-OUT»** Pour filtre HEPA contaminé
- > **DÉBIT D'AIR** Unidirectionnel, ≥ 360 cfm
- > **VITESSE DE SURFACE** ≥ 60 fpm à 6 pouces de la surface du filtre

#### PANNEAU DE CONTRÔLE

- > 2 jauges *Magnehelic* > Alarme sonore basse pression
- > Système de porte mécanique
- > Cordon d'alimentation approuvé pour les hôpitaux

#### DIMENSIONS

- > **LONGUEUR** 37"
- > **PROFONDEUR** 25"
- > **HAUTEUR** 69"
- > **HAUTEUR DE LA CHAMBRE DE TRAVAIL** 39"

#### EXIGENCES ÉLECTRIQUES

- > 115V / 60 Hz / 1.9A

#### VENTILATEUR

- > Ventilateur centrifuge
- > Interrupteur marche/arrêt
- > Commande d'interrupteur variable
- > Port d'échappement de 8" disponible à gauche, droite ou milieu

#### PASSAGE POUR MANCHETTES

- > **QUANTITÉ** 2
- > **GANTS** Stériles, agiles, sans latex et approuvés chimio
- > **GRANDEUR** Rond d'épaule en acier inoxydable 8"
- > **ISO-GCS** Inclus: 3 extensions de poignet + 2 bouchons
- > **MANCHETTE** Manchette doublée à l'extérieur avec anneau pour poignet en PVC

#### ÉCLAIRAGE

- > Fixtures compactes LED
- > Interrupteur marche/arrêt

#### MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- > **SURFACE DE TRAVAIL** Acier inoxydable 316L
- > **CHAMBRE** Acier inoxydable 316L
- > **PANNEAU TRANSPARENT** Polycarbonate transparent 1/4"

#### NIVEAU SONORE

- > Silencieux, moins de 55 dB

#### CHAMBRE DE TRANSFERT

- > Du côté gauche pour le modèle 3 pieds
- > Unidirectionnelle ≥ 60 fpm de débit d'air à 6 pouces de la surface du filtre
- > ISO Classe 5 (Classe 100), en position de repos
- > **GRANDEUR 12"**

#### PORTE D'ACCÈS

- > 15" x 10" : 1/4" polycarbonate pour nettoyage hebdomadaire et équipement entrant

#### ACCESSOIRES INCLUS

- > Panneau d'accès incliné avant
- > Roulettes
- > Barre IV
- > Prise électrique
- > Système de tablettes
- > Système de lavage pour ajuster la hauteur de l'unité (10")
- > Produits essentiels
- > Canalisation et attaches

#### LIVRAISON

- > Immédiate 7-10 jours (Si disponible en inventaire)
- > 8 semaines (Si non disponible en inventaire)

#### DOCUMENTATION & SERVICES

- > Manuel d'opération et d'entretien
- > Procédures opérationnelles (S.O.P.)
- > Plan essentiel

#### GARANTIE

- > 12 mois